

Kare Medikal SleepOne ailesinden Bilevel cihazlarını sunmaktan gurur duyar. SleepOne Bilevel Auto ile kullanıcılar otomatik ayarlı bilevel modlarda terapi görebilir. Ayarlanabilir tetikleme duyarlılığı, hasta uyumunu artırır ve cihazı farklı hasta grupları için uygun hale getirir. İnspirasyon tetiklemesi 2 l/dk akışından 20 l/dk akışına kadar ayarlanabilir. Akış yuvarlama özelliği ile Ipap-EPap basınç değişiklikleri 5 kademe ayarlanabilir. Hastaya en uygun değer ayarlanarak yüksek konfor ve senkronizasyon sağlanır.

Mod 1 – Auto Bilevel Constant

Bu mod hekim tarafından ayarlanan minimum EPAP, maksimum IPAP, Basınç Desteği, Ti Min ve Ti Max ile başlar. Cihaz IPAP basıncını otomatik ayarlar ve Basınç Desteği ayarına göre (IPAP-EPAP) EPAP ı tanımlar. Böylece IPAP ve EPAP arasında daima sabit basınç farkı olur. SleepOne Bilevel Auto; apneye, horlamaya, hipopneye ve solunum çabasında artışa (RERA) cevap verir.

Mod 2 – Auto Bilevel Variable

Bu mod hekim tarafından ayarlanan minimum EPAP, maksimum IPAP, Basınç Desteği, minimum Basınç Desteği, maksimum Basınç Desteği, Ti Min ve Ti Max ile başlar. Cihaz IPAP ve EPAP basıncını otomatik ayarlar. Böylece değişen basınç desteği sağlanmış olur. Cihaz apneye, horlamaya, hipopneye ve solunum çabasında artışa (RERA) cevap verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Modlar	CPAP, Auto Bilevel Constant, Auto Bilevel Variable
Nefes Alma Tetikleyicisi	2 l/dak-20 l/dak ayarlanabilir
Nefes Verme Tetikleyicisi	% 10-% 60 inspire edilen akım
I:E Oranı	1:0.5 - 1:4.0
IPAP Yuvarlama	0 – 5
EPAP Yuvarlama	0 – 5
İrtifa Ayarı	Otomatik
Ölçüler (ExBxY)	18.1 x 15.5 x 11.7 cm
Ağırlık	1.3 Kg.
Güç Tüketimi	65 Watt
Voltaj	100-230 V AC
Garanti	2 Yıl
Gürültü Seviyesi	< 29 dB
Raporlama Yazılımı	SleepOne Software
Auto-On/Auto Off	Var
Menşei	Türkiye

