

akülü tekerlekli

BZ-610I



BZ-620I



BZ 610I akülü tekerlekli sandalye yüksek kalite ve zarif görüntüyü ekonomik fiyat etiketiyle beraber sunar. Akıllı kontrolleri sayesinde kullanımı kolaydır. Lüks oturakları aynı zamanda portatif ve sağlamdır. Batarya kutusu kolayca yerinden çıkabilir. Güvenli, dayanıklı, katlanabilir ve kolay taşınabilir.

Özellikler:

Ağırlık kapasitesi: 120 kg
Sürüş Menzili: 20 km
Hız (ileri): 0 – 6 km/h
Hız (geri): 0 – 3 km/h
Maksimum iniş/çıkış açısı: 8°
Motor: 250W x 2
Bataryalar: 12V 12AH x 2
Şarj süresi: 6h
Kontroller: Beiz
Toplam uzunluk: 110 cm
Toplam genişlik: 64/66 cm
Toplam yükseklik: 92 cm
Katlanmış uzunluğu: 80,5 cm
Katlanmış genişliği: 42,5 cm
Katlanmış yüksekliği: 72,5 cm
Oturak genişliği: 43/45 cm
Oturak yerdan yüksekliği: 47 cm
Oturak derinliği: 43 cm
Tekerler (ön): 8 inç
Tekerler (arka): 22 inç
Dönme yarıçapı: 76 cm
Ağırlık (bataryalı): 41 kg
Batarya ağırlığı: 9 kg

BZ 620I akülü tekerlekli sandalye yüksek kalite ve zarif görüntüyü ekonomik fiyat etiketiyle beraber sunar. Akıllı kontrolleri sayesinde kullanımı kolaydır. Lüks oturakları aynı zamanda portatif ve sağlamdır. Batarya kutusu kolayca yerinden çıkabilir. Güvenli, dayanıklı, katlanabilir ve kolay taşınabilir.

Özellikler:

Ağırlık kapasitesi: 120 kg
Sürüş Menzili: 20 km
Hız (ileri): 0 – 6 km/h
Hız (geri): 0 – 3 km/h
Maksimum iniş/çıkış açısı: 8°
Frenler: Elektromanyetik (ful-otomatik)
Motor: DC24V 150W x 2
Bataryalar: 12V 12AH x 2
Şarj süresi: 6h
Kontroller: Beiz
Toplam uzunluk: 110 cm
Toplam genişlik: 60/62 cm
Toplam yükseklik: 93 cm
Katlanmış uzunluğu: 71,5 cm
Katlanmış genişliği: 32,5 cm
Katlanmış yüksekliği: 72,5 cm
Oturak genişliği: 43/45 cm
Oturak yerdan yüksekliği: 47 cm
Oturak derinliği: 45 cm
Tekerler (ön): 8 inç
Tekerler (arka): 12 inç
Dönme yarıçapı: 80 cm
Ağırlık (bataryalı): 40 kg
Batarya ağırlığı: 9 kg



sandalye

BZ-630I/A



BZ-630I/B



BZ 630IA akülü tekerlekli sandalye yüksek kalite ve zarif görüntüyü ekonomik fiyat etiketiyle beraber sunar. Akıllı kontrolleri sayesinde kullanımı kolaydır. Lüks oturakları aynı zamanda portatif ve sağlamdır. Batarya kutusu kolayca yerinden çıkabilir. Güvenli, dayanıklı, katlanabilir ve kolay taşınabilmir.

Özellikler:

Ağırlık kapasitesi: 125 kg
Sürüş Menzili: 20 km
Hız (ileri): 0 – 6 km/h
Hız (geri): 0 – 3 km/h
Maksimum iniş/çıkış açısı: 8°
Motor: 250W x 2
Bataryalar: 12V 12AH x 2
Şarj süresi: 6h
Kontroller: Beiz
Toplam uzunluk: 116 cm
Toplam genişlik: 62 cm
Toplam yükseklik: 93 cm
Katlanmış uzunluğu: 80,5 cm
Katlanmış genişliği: 42,5 cm
Katlanmış yüksekliği: 72,5 cm
Oturak genişliği: 45 cm
Oturak yerden yüksekliği: 50 cm
Oturak derinliği: 45 cm
Tekerler (ön): 16 inç
Tekerler (arka): 10 inç
Dönme yarıçapı: 74 cm
Ağırlık (bataryalı): 48 kg
Batarya ağırlığı: 9 kg



BZ 630IB akülü tekerlekli sandalye yüksek kalite ve zarif görüntüyü ekonomik fiyat etiketiyle beraber sunar. Akıllı kontrolleri sayesinde kullanımı kolaydır. Lüks oturakları aynı zamanda portatif ve sağlamdır. Batarya kutusu kolayca yerinden çıkabilir. Güvenli, katlanabilir ve kolay taşınabilmir.

Özellikler:

Ağırlık kapasitesi: 125kg
Sürüş Menzili: 20 km
Hız (ileri): 0 – 6 km/h
Hız (geri): 0 – 3 km/h
Maksimum iniş/çıkış açısı: 8°
Motor: 250W x 2
Bataryalar: 12V 12AH x 2
Şarj süresi: 6h
Kontroller: Beiz
Toplam uzunluk: 116 cm
Toplam genişlik: 62 cm
Toplam yükseklik: 93 cm
Katlanmış uzunluğu: 80,5 cm
Katlanmış genişliği: 42,5 cm
Katlanmış yüksekliği: 72,5 cm
Oturak genişliği: 45 cm
Oturak yerden yüksekliği: 50 cm
Oturak derinliği: 45 cm
Tekerler (ön): 10 inç
Tekerler (arka): 16 inç
Dönme yarıçapı: 74 cm
Ağırlık (bataryalı): 48 kg
Batarya ağırlığı: 9 kg

