

VacuAide QSU konforlu, güvenli ve hijyenik olarak etkili bir havayolu aspirasyonu için tasarlanmıştır.

Düşük ses, Olağanüstü performans: QSU ile farkedilen ilk şey, rakip ürünlerle karşılaştırıldığında ne kadar sessiz çalıştığıdır. Piyasada bulunan en sessiz aspiratörlerden biridir. Olağanüstü düşük ses, performansından ödün verildiği anlamına da gelmemektedir. 50-550 mmHg aspirasyon vakum aralığı ve 27 l/dak akış oranı ile birçok uygulama için kullanılabilir. Saha kullanımı ve mobil kullanım için ISO standartlarını karşılamaktadır. Dahili bataryası bir saat süreyle kullanılabilir.



Kolay Kullanım:

“Tek tuş” ile aspirasyon başlatılır ve kolaylıkla batarya ve güç durumu görülebilir.

Gerekli basınç manometre ile ayarlanabilir. Kolayca çevrilerek ayarlanabilen manometre aynı anda basıncın ayarlanmasına ve kontrol edilmesine olanak sağlar.

VacuAide ile Seyahat:

Ürün, multi voltaj güç kaynağı ve 12 V DC araç adaptörü ile birlikte, her yerde kullanılabilir halde gelir.



Yeni 800 ml Hazne :

Yeni 800 ml disposable hazne öncelikle hijyen ve güvenlik düşünülerek tasarlanmıştır. Dökülmeyi önleyen özelliği ile hazne içeriğinin dış ortamlara teması engellenir.

Haznedeki sıvı taşmasını önleyen ve aspiratörü hasardan koruyan entegre bir otomatik şamandıra kapanma sistemi de bulunmaktadır.

Hazne kapağı gerektiğinde kolayca çıkarılabilmesi için esnek bir malzemeden yapılmıştır. Yeni bakteri filtresi dizaynı, kolayca değiştirilebilmesi için hazne kapağına entegredir.



VacuAide QSU

Tařınabilir Aspiratör

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler (Y x G x D)	21.1 x 20.3 x 21.6 cm
Ağırlık	3 kg
Vakum Aralığı	50-550 mmHg
Çıkış Gücü	27 l/dak
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	0° C - 40° C
Elektrik Gereksinimleri	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz



Yeni kişisel taşıma çantası ile gelen özgürlük:

QSU ve aksesuarları taşıma çantası içine oturur, bu sayede her yerde kullanılabilir. Güç kaynağını ve aksesuarları saklamak için kullanışlı cepleri bulunmaktadır. Kasa dizaynı sayesinde cihazı kullanmak için çantasından çıkarmaya gerek yoktur. Cihaz çanta içindeyken güç kaynağı bağlanabilir, açma kapama tuşu ve manometre ayarı yapılabilir. Çantadan çıkarmadan hazne içeriğini de görmek mümkündür.

Özellikleri:

- Düşük ses
- Kolay kullanım
- Kolay temizlik
- Kişisel taşıma çantası
- ISO aspiratör standartlarına uygundur

Başlıca Özellikleri:

- 50-550 mmHg vakum aralığı
- 27 l/dak çıkış gücü
- ISO10079-1 standartlarını karşılar
- 100-240 V güç kaynağı ve 12 V DC araç adaptörü
- Taşıma çantası içinde kullanılabilir
- 60 dakika kullanım süreli dahili batarya
- Sınıf II multi voltaj güç kaynağı

Kullanım Alanları:

- Bronş / Ağız Hijyeni
- Etkili havayolu temizliği
- Enfeksiyon kontrolü

