


## SleepOne Desktop

### SleepOne Cihazlarının Online Kontrolü ve İzlenmesi için

SleepOne Desktop SleepOne cihazlarının bir windows bilgisayarla kontrol edilmesini sağlar. Tüm ayarlar anında ayarlanabilmektedir. Gerçek zamanlı grafikler sağlık çalışanlarının hastayı ve kompliance gözlemlemesine yardımcı olur. Hasta Akımı/Kaçak, Basınç, Tidal hacim olmak üzere 3 adet grafik görülebilir.



## SleepOne TrackPro

### SleepOne TrackPro Hasta Veritabanı- Kompliance'nin Gözlemlenmesi ve Raporlanması için

SleepOne TrackPro hasta veritabanı sağlık çalışanlarının, tedarikçilerin, sigorta kurumlarının hasta compliance'nin gözlemlemesini sağlar. Cihazın kayıtladığı veriler depolanması veya raporlanması için veritabanına getirilir. Kullanımı kolay, kullanıcı dostu arayüzü yazılımı öğrenmeyi kolaylaştırır.

#### SleepOne TrackPro Hasta Veritabanı

- Hasta Takibi
- Cihaz Takibi
- Ödeyen Takibi
- Doktor Takibi
- Raporlama
  - o Kısa Özet Raporu
  - o Günlük Trend Raporu
  - o Tam Detaylı Rapor

