5 LitreOksijenKonsantratörü OZ-5-01 TWO

BARKOD:6921141400662

MODEL: OZ-5-01 TWO

OZ-5-01 TWO Oksijen Konsantratörü, oksijen tedavisi tanısı almış hastalara ek oksijen sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yüksek konsantrasyonda oksijen sağlar ve oksijeni konsantratörden hastaya yönlendirmek için kanül ile birlikte kullanılır. Bu cihaz evde veya kurumlarda kullanılabilir.

Öne Çıkan Özellikler

- Taşınabilir (kolay hareket için dört adet evrensel tekerlek)
- Stabiloksijenüretimi
- CECA moleküler elek
- Yüksek konsantrasyon (%93 ± %3 yüksek konsantrasyon)
- Çoklu işlevler (oksijen konsantrasyonu ve nebülizasyon)

Ürün Detayları

- Benzersiz nebülizasyon
- Nozul tasarımı
- Nemlendirici şişe

Teknik Özellikler

Parametre	Değer
Boyutlar	340 × 300 × 650 mm
Ağırlık	19 kg

Akış Özellikleri	0–5 L/dak
Oksijen Konsantrasyonu	%93 ± %3 (5 L/dak)
Oksijen çıkış basıncı	30–60 kPa
Giriş Gücü	350 VA
Ses	≤45 dB(A)
Ekran	LED akıllı ekran
Alarm	3 çeşit alarm ışığı (düşük konsantrasyon, düşük basınç, elektrik kesintisi)
Akış ölçer	Esnek ayarlama, doğru akış verileri

Üretici

Guangzhou Life Light Electronic Technology Co., Ltd.

Adres: Oda A101, No. 5 Kesheng Yolu, Guangzhou, Guangdong Eyaleti, Çin

İthalatçı

İthalatçı: Kare Medikal ve Analitik Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Alcı OSB Mah., ASO2.OSB 2017. Cd. No:24, Temelli/Sincan/Ankara 06909, Türkiye



CE FDA ISO ISO13485